



『共有物は衛生的に使いたい』

抗菌加工の老眼鏡だから
どんな場所でも快適に使うことができます。

役所・病院・郵便局・銀行等の

受付



店舗・娯楽施設・展覧会場等の

サービスカウンター



オフィス・集会施設等の

共有スペース



セット内容



- ①眼鏡スタンド:1台
- ②ペンスタンド:1台
- ③老眼鏡:3本(強・中・弱)
- ④「ご自由にお使いください」シール:2枚

抗菌加工がされているのは老眼鏡（フレーム部分）のみで、スタンドやシールは抗菌加工されておりません。

商品仕様

品名	老眼鏡スタンドセット（抗菌）
品番	EGS-02
本体価格	¥9,900（税込 ¥10,890）
JANコード	4971760001872
本体サイズ/重量	[眼鏡スタンド・ペンスタンドセット時] W210×L75×H81mm / 177g [老眼鏡] W145×L30mm、テンプル長L135mm / 25g
パッケージサイズ/重量	W208×L118×H88mm / 337g
内箱 / 1 梱	6 / 24個入
老眼鏡度数	弱度+1.5度 / 中度+2.0度 / 強度+2.5度
老眼鏡素材	[レンズ] アクリル（単焦点クリアレンズ） [フレーム] プラスチック
付属品	「ご自由にお使いください」シール×2枚

品名	老眼鏡（抗菌）
品番	FR-08-15N / FR-08-20N / FR-08-25N
本体価格	¥2,800（税込 ¥3,080）
品番/JANコード	[弱度 +1.5] FR-08-15N / 4971760001889 [中度 +2.0] FR-08-20N / 4971760001896 [強度 +2.5] FR-08-25N / 4971760001902
本体サイズ/重量	W145×L30mm、テンプル長L135mm / 25g
パッケージサイズ/重量	W147×L60×H35mm / 38g
1 梱	45個入

老眼鏡<本品に関する表示> ※2025年1月1日からの提供価格です。

- 機械器具 71 視力補正用眼鏡
- 一般医療機器 JMDNコード 35065000
- 一般の名称 眼鏡
- 販売名 老眼鏡F10
- 製造販売届出番号 18B3X10044100010
- 製造販売元 株式会社FUJIKON HOLDINGS
〒916-0016 福井県鯖江市神中町1-601

カール事務器株式会社

〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9
TEL (03) 3695-8171(代) FAX (03) 3695-9271

www.carl.co.jp



記載内容：2025年1月現在

CARL

みんなで使うから いつも清潔に

老眼鏡スタンドセット（抗菌）
EGS-02

抗菌加工




抗菌加工がされているのは
老眼鏡（フレーム部分）のみです。

CARL MFG. CO., LTD.

メガネフレームに
抗菌加工が
されているから
清潔に使える！

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

抗菌金属イオンの無機系抗菌剤
コーティング
メガネフレームわく
CN0123014A0001E
SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌
製品技術協議会ガイドラインで品
質管理・情報公開された製品に表
示されています。

 **抗菌とは？ 細菌の増殖を抑制すること。**
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。



シンプル設計

無駄のないシンプルな流線型のデザイン。また、どんな設置場所にも馴染むカラーと形状で、インテリアの雰囲気を壊しません。

見やすい表示


弱度(+1.5度)・中度(+2.0度)・強度(+2.5度)の3種の老眼鏡付き。度数に合わせて本体両面に強・中・弱とカラーシールの表示があります。

連結できる

設置場所のレイアウトに合わせて、S字型や扇型から円形など、セットを増やして自由に組み合わせることができます。

連結の方法

凹凸部を結合させて、眼鏡スタンドとペンスタンドを組み合わせたり、セットの数を増やすことができます。



組み合わせ例

円状 / 4セット使用



円状連結時 ϕ 297mm

S字型 / 2セット使用



連結時 幅 385mm

扇型 / 2セット使用



連結時 幅 297mm